






پروتکل برای کاردی با نبض در کودکان (AHA2020)



تصاویر مرتبط با پروتکل برادی کاردی با نبض در کودکان (AHA 2020)



۱- برادیکاردی



۴- دستگاه پالس اکسی متری




۳- آتروپین

۰/۵ میلی گرم / یک میلی لیتر
* با دوز 0.02 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم



۲- اپی نفرین ۱:۱۰۰

یک میلی گرم / یک میلی لیتر
* با دوز 0.01 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم




۶- بیس میکر موقت داخلی

A : الکتروود یک قطبی

B : الکتروود دو قطبی

Anterior-Posterior Placement for Pacing (Standard)



Anterior-Apex Placement for Pacing (Optional)



۵- بیس میکر غیر تنهاجمی پوستی (TCP)